

Miniature · Miniatur


coated on both sides · *beidseitig belegt*

Diamond discs for bone-lid method

- Application: Apicectomy in the molar area, osteoplastic surgery of the maxillary sinus

Diamant-Schleifscheiben für die Knochendeckelmethode

- Einsatz: Wurzelspitzenresektion im Molarenbereich - osteoplastische Kieferhöhlenoperation*



943 CH

Bmm

0,5

0,5

REF

943 CH

medium · mittel

ISO

L mm 0,25

806.204.361.524...

065

080

065 = max. 40 000 min⁻¹

080 = max. 35 000 min⁻¹